

BeneHeart D3

Défibrillateur / Moniteur

Les informations données dans cette brochure sont distribuées internationalement. Tous les produits et informations données ne sont pas, obligatoirement, disponibles dans votre pays ou région. Veuillez contacter l'agence ou le distributeur de votre pays pour vous assurer de leur disponibilité.

Brazil
Address: Rua Joaquim Floriano, 488, floor Intermediário - cj 02, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04534-002, Brazil
Tel: (1-604) 451-1199

Canada
Address: 4250 Kingsway, Suite 206, Burnaby, BC, Canada V5H 4T7
Tel: (33-1) 451-9145

Egypt
Address: 24th floor, 34 EL-Obour Buildings, Salah Salem Street, Heliopolis, Cairo, Egypt
Tel: (20-2) 2260-9728

France
Address: Europarc Créteil Cedex 123, Chemin des Bassins 94000 Créteil France
Tel: (33-1) 4513-9145

Germany
Address: Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim
Tel: (49-6251) 17524-0

India
Address: Unit No. 401/402, NDM-1, Netaji Subhash Place Wazirpur District Centre, New Delhi 110 034 India
Tel: (91-11) 4923-0000

Indonesia
Address: Menara Dea 1, Suite 301, Kav E4 No.3/1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Tel: (62-21) 576-2650

Italy
Address: Via Girardo Patecchio, 4 - 20141 Milano, Italy
Tel: (39-02) 57402-4444

Mexico
Address: Insurgentes Sur # 1787 Piso 2, Col. Guadalupe Inn, Mexico D.F. 01020
Tel: (52-55) 5661-9450

Netherlands
Address: Saturnusstraat 17, 2132HB Hoofddorp, The Netherlands
Tel: (31-23) 574-9656


Russia
Address: Kondratyuka Str. 3 129515, Moscow
Tel: (7-499) 553-6036

Spain
Address: Avenida Manoteras 38, Bloque B, Bajo B008, Madrid 28050, Spain
Tel: (34-91)392-3754

Turkey
Address: General Ali Rıza Gürcan Cad. Metropol Center No:31 A Blok K:13 D:52 Merter/Istanbul, Turkey
Tel: (90-212) 482-0877

UK
Address: 3 Percy Road, St. John's Park, Huntingdon, Cambs, PE29 6SZ, United Kingdom
Tel: (44-1480) 416-840

USA
Address: 800 MacArthur Blvd., Mahwah, NJ 07430-0619, USA
Tel: (1-800) 288 2121, (1-201) 995-8000



BeneHeart D3

Défibrillateur / Moniteur

NEW

DISTRIBUTOR:



MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Specifications subject to changes without prior notice.
© 2010 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
P/N: FR-BeneHeart D3-2-1028516p-201110321

mindray

Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com

mindray
healthcare within reach

4 dispositifs en 1 pour vos besoins cliniques



BeneHeart D3, est un défibrillateur compact et léger intégrant des fonctions de défibrillation manuelle, de surveillance, de stimulation cardiaque et de DAE. La rapidité du chargement et de l'administration des chocs à des niveaux d'énergie personnalisés garantit une réanimation efficace. Sa fonction intelligente de surveillance des signes vitaux tels que l'ECG, la SpO2 et la respiration permet d'améliorer l'efficacité diagnostique et d'identifier rapidement si la défibrillation est efficace ou non.

Son niveau d'étanchéité à l'eau et à la poussière IP44 garantit la fiabilité des performances du D3 dans tous les environnements cliniques.




Surveillance

Mesures et surveillance de qualité diagnostique, incluant l'ECG à 3/5 dérivations et la SpO2 Mindray/Masimo/Nellcor.



Défibrillation manuelle

Mode de défibrillation asynchrone pour la cardioversion de la fibrillation ventriculaire; Mode de défibrillation synchrone pour la cardioversion de la fibrillation auriculaire.



DAE

En mode DAE, le défibrillateur/moniteur analyse automatiquement le rythme et détermine si un choc est conseillé ou non. Les messages sonores et les messages à l'écran guident l'utilisateur tout au long du processus. Un enregistrement vocal de 180 minutes est également disponible pour l'analyse et la revue après cas.



Stimulation non invasive

BeneHeart propose les modes sentinelle et fixe de stimulation non invasive, avec fréquences et sorties réglables. La touche programmable 4:1 permet de cacher temporairement l'impulsion de stimulation en délivrant une impulsion de stimulation au quart de la fréquence de stimulation définie et d'observer le rythme sous-jacent du patient, afin d'éviter le risque entraîné par une brusque baisse de la FC.

Des fonctions puissantes pour diverses applications

1 Surveillance



2 Revue de 120 sec de tracés figés



3 Ecran à contraste élevé



4 Menu de configuration



5 Stockage des données



6 Logiciel de gestion des données



1 Surveillance

Le grand écran d'affichage haute résolution permet d'afficher 3 tracés de canaux et indique en continu les informations de surveillance de l'ECG et de la SpO2.

2 Revue de 120 sec de tracés figés

La consultation des tracés figés correspondant aux 120 dernières secondes de tracés ECG vous garantit l'amélioration de la détection de signaux anormaux. Cet outil spécial aide les médecins à évaluer le risque potentiel de survenue d'une arythmie cardiaque.

3 Ecran à contraste élevé

Le mode d'affichage à contraste élevé garantit une visualisation confortable dans des conditions d'éclairage intense et en particulier en extérieur.

4 Menu de configuration

Les réglages de défibrillation et de surveillance sont centralisés sur une seule page, afin d'effectuer tous les réglages de configuration en une seule fois.

5 Stockage des données

Le puissant stockage des données, incluant les profils de 100 patients, 1 000 événements pour chaque patient et le stockage de 24 h de tracés ECG consécutif, satisfait tous les professionnels de santé pour leurs besoins en analyse de cas, statistiques cliniques et recherche.

6 Logiciel de gestion des données

L'utilisateur peut revoir les données patient, les événements et les tracés ECG, modifier les données patient et imprimer les rapports sur un ordinateur via le logiciel de gestion des données.

Conception conviviale

pour améliorer l'efficacité de la réanimation



- Boutons de couleurs distinctes simplifiant la procédure – en 3 étapes – de défibrillation manuelle.
- Grand témoin d'alarme attirant rapidement l'attention du praticien sur l'état du patient afin d'améliorer la qualité des soins apportés.
- Des boutons situés sur les palettes permettent une sélection rapide de l'énergie, du chargement et de l'administration du choc.
- Le sélecteur est très pratique pour les saisies et la navigation sur l'écran, grâce à des actions simples de rotation et de pression.
- Le bouton de sélection des dérivations garantit un accès rapide pour une visualisation optimale des tracés ECG.
- Alimentation secteur multiplexe, C.A. / C.C. / tension d'entrée c.c. 12 V, qui permet à l'appareil de fonctionner partout.

Palettes



Les palettes externes sont facilement convertibles entre les configurations adulte et pédiatrique par le simple retrait de la partie externe.

Electrodes



Les électrodes multifonction adultes et pédiatriques correspondent aux besoins de multiples services.

Poche à accessoires



Une poche à accessoires amovible se fixe à l'arrière du D3 pour le rangement des accessoires. (en option)

Support pour gel



Le support pour gel, fixé à l'arrière du D3 pour une grande facilité d'accès, sert à maintenir le tube de gel.

Poignée



Le D3 est doté d'une solide poignée pour une facilité de transport accrue.

Chargeur de batterie



Le chargeur à deux compartiments est compatible avec les batteries des produits BeneHeart D6 et D3.

Crochet de rail de lit



Le solide crochet de rail de lit est très pratique pour assurer une fixation stable de l'appareil pendant le transport du patient.