



Lave-mains aseptique 02 postes en INOX à commande fémorale UV



- Lavabo aseptique en acier inoxydable de très haute qualité très résistante aux agents chimiques
- Conception spécialement étudiée pour le lavage chirurgical
- Forme ergonomique facilitant le nettoyage et la désinfection, tout en évitant les stagnations d'eau
- Ensemble monobloc, sans aucun angle vif
- Siphon démontable
- Système de traitement d'eau par Ultraviolet

Spécifications techniques :

- Boitier électronique multifonctions 230-12Vca.
- Commande fémorale mécanique temporisée pour la distribution d'eau
- Electrovanne 1/2" 12V avec filtre.
- Col de cygne démontable en laiton chromé.
- Filtre à eau 01 μ 10"1
- Rampe de traitement UV 40W en acier inoxydable
- Voyant indiquant le bon fonctionnement de la stérilisation
- Disjoncteur magnétothermique bipolaire
- Distributeur de savon électronique ou mécanique (en option)
- Compteur d'heures HM-1+HM-C.

144 Bd des Martyrs El Madania- ALGER
Tél:021 27 34 90/94/95/97 Fax: 021 27 34 84
Email: contact@cniemedical.com
Site web: www.cniemedical.com



/cniemedical
 cnie_medical
 cnie medical

