



Lave-mains aseptique 01 poste à commande fémorale (UV) en résine



Le Lavabo aseptique de Hywash en polyester est de haute qualité très résistant aux agents chimiques, son Revêtement de Gelcoat en polyester de qualité sanitaire est étudiée spécialement pour le lavage chirurgical et sa Forme ergonomique facilite le nettoyage et la désinfection, tout en évitant les stagnations d'eau. Le lave mains est un Ensemble monobloc, sans aucun angle vif dont le Siphon est démontable. Le Système de traitement d'eau se fait par Ultraviolet.

Spécifications techniques :

- Commande fémorale mécanique temporisée pour la distribution d'eau
- Col de cygne démontable en laiton chromé.
- Filtre à eau 01µ 10"1
- Rampe de traitement UV 23 W en acier inoxydable
- Voyant indiquant le bon fonctionnement de la stérilisation
- Disjoncteur magnétothermique bipolaire
- Distributeur de savon électronique ou mécanique (en option)
- Compteur d'heuresHM-1+HM-C.



144 Bd des Martyrs El Madania- ALGER
Tél: 021 27 34 90/94/94/97 Fax: 021 27 34 84
Email: contact@cniemmedical.com
Site web: www.cniemmedical.com

