



## Lave-mains aseptique Hywash 2 postes à commande fémorale UV



- Lavabo aseptique en polyester armé de très haute qualité très résistant aux agents chimiques
- Revêtement de Gelcoat en polyester de qualité sanitaire
- Conception spécialement étudiée pour le lavage chirurgical
- Forme ergonomique facilitant le nettoyage et la désinfection, tout en évitant les stagnations d'eau
- Ensemble monobloc, sans aucun angle vif
- Siphon démontable
- Un Système de traitement d'eau par Ultraviolet

### Spécifications techniques :

- Boîtier électronique multifonctions 230-12Vca
- Commande fémorale mécanique temporisée pour la distribution d'eau
- Electrovanne 1/2" 12V avec filtre
- Col de cygne démontable en laiton chromé
- Filtre à eau double 01µ 10"1
- Rampe de traitement UV 40 W en acier inoxydable
- Voyant indiquant le bon fonctionnement de la stérilisation
- Disjoncteur magnétothermique bipolaire
- Distributeur de savon électronique ou mécanique (en option)
- Compteur d'heures HM-1+HM-C



144 Bd des Martyrs El Madania- ALGER  
Tél:021 27 34 90/94/95/97 Fax: 021 27 34 84  
Email: [contact@cniemmedical.com](mailto:contact@cniemmedical.com)  
Site web: [www.cniemmedical.com](http://www.cniemmedical.com)

