



Lave-mains aseptique Hywash 2 postes à commande infrarouge filtre terminal



- Lavabo aseptique en polyester armé de très haute qualité très résistante aux agents chimiques
- Revêtement de Gelcoat en polyester de qualité sanitaire
- Conception spécialement étudiée pour le lavage chirurgical
- Forme ergonomique facilitant le nettoyage et la désinfection, tout en évitant les stagnations d'eau
- Ensemble monobloc, sans aucun angle vif
- Siphon démontable
- Système de traitement d'eau par filtre BIOFIL P

Spécifications techniques :

- Boîtier électronique multifonctions 230-12Vca
- Cellule de détection infrarouge IR
- Electrovanne 1/2" 12V avec filtre.
- Col de cygne démontable en laiton chromé.
- Filtre à eau double 01 μ 10"1
- Filtre terminal Delabie BIOFIL P
- Disjoncteur magnétothermique bipolaire
- Distributeur de savon électronique ou mécanique (en option)
- Compteur d'heures HM-1+HM-C



144 Bd des Martyrs El Madania- ALGER
Tél:021 27 34 90/94/95/97 Fax: 021 27 34 84
Email: contact@cniemmedical.com
Site web: www.cniemmedical.com

