

# Gaine tête de lit bedmed

Conçue sur mesure, la gaine tête de lit BEDMED propose un design novateur et avant-gardiste. Grâce à sa forme unique, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement d'une chambre d'hébergement.

1.5 mètres jusqu'à 6 mètres personnalisable.

Son éclairage LED procure une excellente performance énergétique de lecture LED. La qualité de l'éclairage procure confort et bien-être aux patients et aux professionnels de santé.



## Spécifications techniques:

- Dimension ( Sur commande )
- Lumière ambiante LED
- Lumière de lecture LED

## Au choix:

- Prises de fluides médicaux :
- Prise BM Air liquide Oxygène, vide, Protoxyde d'azote, Air
- Profilé : Profilé aluminium laqué à 3 compartiments
- Prises : Fluide médicaux, Prise électriques, téléphoniques, informatique ou Appel malade
- Eclairage : Eclairage d'ambiance et éclairage de lecture
- Prises électriques
- Prises téléphoniques RJ 11
- Prises réseaux RJ 45
- Poire à deux ou trois boutons
- Appel-malades

