

MAST-V 450 L

MAST-V est un stérilisateur rapide, compact et polyvalent qui est étudié et développé conformément aux dernières exigences des institutions médicales et des CSSD. Conçu et fabriqué, il associe une capacité élevée à une rentabilité élevée, tout en offrant une fiabilité de fonctionnement élevée et une maintenance aisée.

La conception des chambres est conforme aux normes GB1502011, GB8599-2008, CE et européenne EN285.
Produit



Caractéristique :

Superbe procédé d'usinage et de soudage à chambre

La chambre et la chemise en acier inoxydable résistant aux acides sont automatiquement soudées au robot pour garantir un fonctionnement de longue durée et sans problème.

Belle surface de la chambre

Lissé de surface, Ra <0,5; Aucune pièce de soudure ou corps dans la chambre qui protège efficacement les articles à stériliser. Les déflecteurs de vapeur sont entourés de caoutchouc de silicium protégeant la surface de la chambre.

Chambre fiable et durable

La chambre est conçue selon une méthode analytique professionnelle. Le logiciel ANSYS à haute émulation est utilisé pour la simulation de chambre. Durée de vie prévue: 10 ans (ou 20000 stérilisation)

Structure d'étanchéité raisonnable

Rainure d'étanchéité conçue de manière compacte, joint circulaire creux en silicium durable, scellé à l'air comprimé.