



## PRO-ESU150 Smart Electrosurgical Unit

Electrosurgical  
Unit



L'unité électro chirurgicale à haute fréquence est un équipement d'électro-chirurgie avancé pour l'incision et la coagulation du tissu biologique à travers une fréquence élevée.

Il est largement utilisé en chirurgie générale, en gynécologie, en urologie, en oncologie, en orthopédie, etc.



## Caractéristiques techniques :

- 5 secondes d'inspection automatique après la mise sous tension, pour assurer le fonctionnement correct de la machine.
- Collage et carbonisation minimales, réduisent les dommages de la chirurgie.
- Bruits de fonctionnement différents et réglables en cas de mauvaise utilisation
- Indication claire des modes de travail et commande de puissance facile.
- Source du courant 110V,50/60Hz ou 220V,50/60Hz
- Dimensions : Longueur : 330 X 280 X 100 mm

### Accessoire standard

## PRO-ESU150

### Alimentation électrique

- 110V, 50/60Hz or 220V,50/60Hz

### Dimension:

- Produit : 330(L) x 280(W) x 100(H) mm
- Paquet : 440(L) x 390(W) x 260(H) mm

### Poids :

- Poids net : 4.7KG
- Poids brut : 8.9KG



Électrodes standards



Crayon électro-chirurgical



Switch Crayon électro-chirurgical



Interrupteur au pied



Tampon neutre bipolaire jetable



Câble de plaque patient jetable

### Accessoire optionnel



Forceps bipolaire



plaque patient en silicone



plaque patient en métal

## PROMISE TECHNOLOGY CO., LTD.

3/F, East-Asia Building, Jida Jiuzhou Avenue, Zhuhai Guangdong, 519015 China.

+86-756-333 5538 +86-756-335 0038

www.promisemedic.com sales@promisemedic.com

