

# Aquarius

Moniteur de surveillance 05 Paramètres



Masimo SET® SpO2



Ear Infrared  
Thermometer



Bar/QR Code Scanner

## Descriptif technique :

- Écran couleur LCD TFT 8,4 ", écran tactile en option
- Haute résolution 600 \* 800
- Dimension du produit: 398mm x 302mm x 183mm
- Affichage jusqu'à 6 paramètres
- Calcul puissant (hémodynamique, dose, oxygénation, ventilation, MEWS)
- Support de SpO2 PVI et PI perf faible perfusion 0,2%
- CMS câblé / sans fil, supporte HL7
- SpO2 modulation de tonalité (tonalité de hauteur)
- Examen des tendances graphiques et tabulaires (120 heures)
- Batterie rechargeable intégrée (5 heures de temps de travail interruptible, peut évoluer jusqu'à 15 heures)

