

Defi7

Défibrillateur



Defi 7 est un défibrillateur léger, compact et durable. La défibrillation externe asynchrone, les rappels sonores et visibles sont accompagnés d'une onde sinusoïdale: monophasique et options pour la technologie biphasique.

MEDITECH

Defibrillator

1. Turn on power switch
2. Coat gel on paddle metal
3. Select defibrillation energy
4. Put paddles on patient
5. Discharge

MEDITECH

Meditech Equipment Co., Ltd

Address: 89 Laoshan Road, Building 69, Qingdao, Shandong Province, P. R. China
Office: 1503-C02A, 30 HK middle Road, Qingdao, Shandong Province, P. R. China

Tel: (+86) 532 85832673 81705331

Fax: (+86) 532 81705332

Email: sales@meditech.cn

Web: www.meditech.com.cn

CE 0482

Meditech Group

Spécifications techniques

Défibrillateur.

- (1) Type de défibrillateur : Manuel, Synchronisé, A synchronisé,
- (2) Forme d'onde de sortie : Technologie monophasique / Technologie biphasique (en option)
- (3) Précision de l'énergie : \pm 1%
- (4) Sélection d'énergie : 00, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 joule (nominal avec une résistance de 50)
- (5) Temps de charge : Maximum 8 secondes à 360 Joules
- (6) Pagaie standard adulte / pédiatrique Pagaie externe adulte réutilisable (pagaies pédiatriques intégrées)

Exigences de puissance

- (a) Alimentation en courant alternatif 110V, 60 Hz / 220V, 50 Hz
- (b) Tension du véhicule DC 12V

Sauvegarde de la batterie interne

- (1) Type de batterie Batterie au plomb rechargeable / batterie au lithium (en option)
- (2) Temps de charge Temps-Minimum de 4 heures pour une charge complète
- (3) Chargement de la batterie pendant le fonctionnement en alimentation secteur de l'appareil. (4) voyant rouge de charge / batterie faible
- (5) Capacité de la batterie 100% de la batterie fournira 120 min de surveillance; et 30 décharges à 360 joules.

Affichage: Dimensions du diagonal des LED {155mm * 88mm}
Type: LED graphique haute résolution en couleurs vraies

AFFICHAGE DU CONSEIL

- 1) BOUTON EFFACER Efface la sélection d'énergie et décharger l'énergie par le circuit intérieur.
- 2) CHARGE pour indiquer le processus de charge du défibrillateur batterie. La lampe s'est éteinte si pleine capacité.
- 3) INDICATEUR DE BATTERIE Pour montrer le fonctionnement en courant continu de la batterie interne.
- 4) INDICATEUR D'ÉNERGIE DÉFIBRILLANT
- 5) SELECTEUR D'ENERGIE Pour sélectionner l'énergie du traitement de défibrillation cardiaque.

Paramètre optionnel Biphasique

Dimensions: L320 x L205 x H410
Poids: 9,8 kg

