



TECHARTMED®
Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Bien Vendu, Présent 40 Ans Dans Le Monde
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

ET100 Table D'opération Electro-hydraulique

Développements réalisés dans la conjonction avec les médecins. C'est l'un des principes de base qui a fait de TECHARTMED, le leader du marché mondial à propos de tables d'opération. Une coopération étroite et une riche expérience ont abouti à des produits fiables qui facilitent le travail dans la salle d'opération et contribuent à accroître la sécurité et le confort du patient.



Votre Fournisseur Idéal
De Table D'opération

Bien Vendu, Présent 40 Ans Dans Le Monde
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale



TECHARTMED®

Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Bien Vendu, Présent 40 Ans Dans Le Monde
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

ET100

Table D'opération Electro-hydraulique



NINGBO TECHART MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD

Address: 39 South Hangang Road Ningbo China 315033
Tel: +86-574-88309895
Fax: +86-574-87127596
E-mail: sales@techartmed.com
Web: www.techartmed.com

NINGBO TECHART MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

TECHARTMED®
 Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Best Seller Pendant 40 Ans Dans Le Monde
 Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

ET100
 Table D'opération
 Electro-hydraulique



Descriptions De Produit

ET100 est une table d'opération automatique avancée, elle peut répondre aux différentes exigences des opérations. Le plateau est transparent de Rayon-X. Elle a un traducteur extrêmement bas, spécialement adapté à neurochirurgie. Conçu pour des opérations chirurgicales de plus en plus complexes, ET100 est doté d'un système de contrôle automatique intelligent répondant à diverses exigences de chirurgie générale. La table est dotée d'un système de support et de charnières. Elle est conçue avec une conception ergonomique et imperméable de base.

- Hauteur maximum 120 cm et hauteur 820 mm pour une opération confortable, assis et debout.
- Cuvette de drainage avec une conception anatomique et imperméable de base.
- Batterie optionnelle pour 50-60 opérations.



Détails

1. Doublets: support de ressort pneumatique intégré pour faciliter le contrôle.
2. Table en deux articulations.
3. Mètre intégré.
4. Hauteur minimum à 820mm.



TECHARTMED®
 Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Best Seller Pendant 40 Ans Dans Le Monde
 Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

Modèle	Site	Longueur	Largeur	Hauteur Minimum	Hauteur d'extension
ET100		1200mm	620mm	820mm	1200mm

Paramètres Table D'opération Electro-hydraulique

Mouvements	Mobile ET100
Tendance/Inclinaison de Plateau	Profilée Droite
Inclinaison Latérale (Droit et Gauche)	±20° ±15°
Tablette	Elevation Abaissement
Dossier	Elevation Abaissement
Jambières	Elevation Abaissement
Elevation de Base	±80° ±60° 110 mm

ACCESSOIRES STANDARD

Arrière d'anesthésie	Tablette	Appui latéral	Tablette	Repos-genoux	Tablette	Tablette	Tablette	Tablette
Matériel de table	Tablette	Appui bras	Tablette	Plaque de pieds	Tablette	Cuvette	1 jeu	
Appui-épaules	Tablette	Charnière rotatif	Tablette	Charnière simple	8 pièces	Câble d'alimentation	Tablette	

