



TECHARTMED®

Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

ET200 Table D'opération Ophtalmologique
Avec Tabouret Electrique Optionnel

Le tabouret est conçu et fabriqué spécialement selon les conseils d'ophtalmologiste et peut s'appliquer à diverses opérations d'ophtalmologie.
Le réglage de l'hauteur de plateau est contrôlé par moteur électrique, la manipulation est commode.
La table est endossée en structure d'acier inoxydable 304 de bonne qualité.
Elle peut être considérée comme une table d'opération ophtalmologique idéale grâce à sa apparence agréable et performance stable.
Équipé d'un tabouret électrique, il rend le médecin plus confortable et pratique dans l'opération.



Votre Fournisseur Idéal
De Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale



TECHARTMED®

Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

ET200

Table D'opération Ophtalmologique
Avec Tabouret Electrique Optionnel



TECHARTMED®

NINGBO TECHART MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD

Address: 39 South Hangang Road Ningbo China 315033
Tel: +86-574-88309819
Fax: +86-574-87127596
E-mail: sales@techartmed.com
Web: www.techartmed.com

NINGBO TECHART MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

TECHARTMED®
 Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde
 Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

Détails de Produit


Table D'opération Ophtalmologique

- Plateau de Commande: contrôle de plusieurs groupes de fonctions est pratique pour la manipulation de chirurgien.
- Dossier et Jambières: réglage par commande qui permet des réglages souples.
- Tablier: facile à contrôler en mécanique.



Tabouret Electrique

- Appui-tête réglable avec une rotation de 180°
- Dossier réglable en hauteur.
- Réglage hauteur (élévation / abaissement): deux boutons sur la base de tabouret, le chirurgien peut le commander à pied.
- Système à double frein sur les roulettes.



TECHARTMED®
 Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde
 Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale



TECHARTMED®
 Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde
 Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

Modèle	Site	Longueur	Largeur	Hauteur Minimum	Course d'élévation
ET200		≈2040mm	≈550mm	≈500mm	≈200mm

Particularités: ET200 Table D'opération Ophtalmologique avec Tabouret Electrique Optionnel

Mouvements		Modèle ET200
Table	Élévation	≈45°
	Abaissement	≈20°
Jambières	Élévation	≈20°
	Abaissement	≈20°
Dossier	Élévation	≈45°
	Abaissement	≈20°



Couleurs Optionnelles



Tabouret Electrique

Modèle	Site	Diamètre de plateau de tabouret	Hauteur minimum	Course
Tabouret Electrique		420mm	460mm (chair high)	140mm