

ET400B

Table D'opération Gynécologique & Obstétrique

ET 400B est la plus récente table électrique qui peut être utilisée pour l'accouchement obstétrique, l'opération gynécologique et l'examen. Avec fonction de réglage hauteur, trendelenburg / anti-trendelenburg. Le dossier est contrôlé à la fois par la télécommande à micro-touche et par pédale. Les moteurs électriques importés permettent des mouvements souples et silencieux, un faible bruit, une grande facilité. Tous les couvercles de base et de pivot sont en acier inoxydable 304 de bonne qualité. Le coussin en mousse moulée est avec couleurs optionnelles, facile à nettoyer et à stériliser.



COMPATIBLE A
DIVERS BESOINS DE GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE



TECHART
YOUR IDEAL OPERATING TABLE SUPPLIER

NINGBO TECHART MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD
ADD: NO.99 Western Part of Hongtang South Road Ningbo CHINA
TEL: +86-574-83078955
FAX: +86-574-87237656
PC: 315033
E-mail: sales@techartmed.com
E-mail: sales02@techartmed.com
Web: www.techartmed.com



TECHART

TECHART

VOTRE FOURNISSEUR IDEAL DE TABLE D'OPERATION
COMPATIBLE A DIVERS BESOINS DE GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE

ET400B

Table D'opération Electrique
Gynécologique & Obstétrique



NINGBO TECHART MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD



VOTRE FOURNISSEUR IDEAL DE TABLE D'OPERATION
COMPATIBLE A DIVERS BESOINS DE GYNECOLOGIQUE ET OBSTETRIQUE



ET400B
Table D'opération Electrique Pour Gynécologique & Obstétrique



ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lampe d'examen

Divers couleur de coussin



ACCESSOIRES STANDARDS

Coussin	1 Pièce
Appui-bras	1 Pièce
Poignée	1 Pièce
Caisseau rotatif	1 Pièce
Support pieds	1 Pièce
Support jambes	1 Pièce
Jambière	1 Pièce
Cuvette	1 Pièce
Télécommande	1 Pièce
Pédale de contrôle	1 Pièce

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

ET400B	Table D'opération Electrique Pour Gynécologique & Obstétrique
Longueur et Largeur de Plateau	1780/800mm
Réglage de Hauteur	880/1100mm
Trendelenburg (procline / déclive)	0°/20°
Dossier (élévation / abaissement)	45°/7°
Voltage / Fréquence / Puissance	220V/50Hz/1.0kw
Statut	Optionnelle

SCHEMA MOUVEMENTS DE ET400B

