



TECHARTMED®

Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

ET500 Table d'opération électrique

Développements réalisés dans la conjonction avec les médecins, c'est l'un des principes de base qui a fait de TECHARTMED le leader du marché mondial à propos de tables d'opération. Une coopération étroite et une riche expérience ont abouti à des produits fiables qui facilitent le travail dans la salle d'opération et contribuent à accroître la sécurité et le confort du patient.

Le meilleur exemple, cette table peut avoir une charge d'ensemble dans n'importe quelle position. La structure permet d'être adaptée pour diverses taille du patient et il peut être équipé pour toute discipline chirurgicale en tout temps. Un dévissage longitudinal de 300 mm rend la table d'opération encore plus polyvalente.



Votre Fournisseur Idéal
De Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale



TECHARTMED®

Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

Table d'opération électrique
ET500



TECHARTMED®

NINGBO TECHART MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD

Addr: No. 39 South Hangang Road Ningbo China 315033
Tel: +86-574-83078875
Fax: +86-574-87127596
E-mail: sales@techartmed.com
Web: www.techartmed.com

NINGBO TECHART MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

TECHARTMED®
 Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Ben Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde
 Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

ET500 Table d'opération électrique



Descriptions De Produit

Conçu pour des opérations chirurgicales de plus en plus complexes, ET500 est muni d'un système de contrôle automatique et intelligent correspondant à diverses exigences de chirurgie générale. La plateforme extra large, le système avec un chargement extrême, une grande distance de translation horizontale pouce être adapté à la fois pour radiologie et C-Arm. ET500 est une table d'opération électrique idéale.

- Translation longitudinale jusqu'à 350 mm pour accès librement à C-Arm
- Capacité de charge extrême de 200kg avec la sécurité et la stabilité les plus élevées
- Couleur meuble avec une conception antibactérienne et imperméable à l'eau
- Le panneau de contrôle standard rend le contrôle plus sûr et précis
- Alimentation de batterie pour valétudinaire 10-60 opérations




Table d'opération électrique

Mouvements	Profil	Modèle ET500
Tendance/Inclinaison de Plateau	Profilée	±25°
	Déclive	±25°
Inclinaison Latérale (Droit et Gauche)	Élévation	±15°
	Abaissement	±15°
Table	Élévation	±45°
	Abaissement	±55°
Dossier	Élévation	±45°
	Abaissement	±25°
Jambières	Élévation	±15°
	Abaissement	±55°
Elevation de lit	Élévation	±55°
	Eclatement	±55°
Translation Longitudinale	Élévation	110mm
	Abaissement	±350mm

Détails

1. Translation longitudinale: la distance translation longitudinale jusqu'à 350 MM permet un accès optimal avec le C-Arm sans avoir besoin de repositionner le patient ou d'inverser le positionnement du patient. Chaque point de commande électronique peut facilement être déplacé devant ou derrière le système et assure un accès contrôlé au patient du début à la fin de l'opération.
2. Il peut facilement être déplacé grâce à quatre roulettes avec grande taille.
3. Jambières: ressort à gaz importé pour faciliter les cordées.
4. Table avec deux articulations.
5. litat réglable.
6. Système de double contrôle.



Operating Table

TECHARTMED®
 Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Ben Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde
 Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

Modèle	Site	Longueur	Largeur	Hauteur Minimum	Course d'Élévation
ET500		±2100mm	±550mm	±710mm	300mm

ACCESSOIRES STANDARD

Articulation d'extrémité	Tablette	Appui latéral	Tablette	Plaque de genou	Tablette	Talonnets	Tablette
Manteau de lit	Tablette	Appui-tête	Tablette	Plaque de poitrine	Tablette	Coussins	1 jeu
Appui-tête	Tablette	Climatiseur	Tablette	Climatiseur	8 pièces	Câble d'alimentation	Tablette

