

YD01A

La lampe YD01A idéal pour les examens médicaux est doté d'une lumière froide offrant un éclairage intense. Équipé d'une batterie rechargeable de secours capable de fonctionner pendant 6 heures.

Caractéristique :

- Éclairage (lux) : 30 000
- Température de couleur (k) : 4800 ± 200
- Taille du champ lumineux (mm) : 100
- Duré de vie des LED (H): 20.000
- Batterie de secours 6 heures



HFMED

SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD

HFMED[®]

YOUR IDEAL OPERATING LIGHT SUPPLIER
SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.
Address: NO.885, Qiuxing Road, Nicheng Town, Pudong New Area,shanghai,China.
Adam Xu

QQ: 3004645726

Cell : 86-17717532408/18101818880 (Wechat /Mobile/ whatsapp)
Skype/email/Linkedin/Facebook: hui Feng1@hui Feng-co. com