

Table hydraulique gynécologie obstétricale

MT400

La MT400 est une table d'accouchement hydraulique à système manuel avec accoudoirs conçue pour les examens gynécologiques obstétricale, fabriqués en acier inoxydable.



Accessoires standards :

- Support de bras
- Poignée de maintien
- Béquille pour supporter le genou
- Cale-pied
- Panneau de jambe
- Bassin à déchets
- Cadre pour bassin à déchets
- Pince de fixation
- Matelas
- 1 bouteille d'huile hydraulique de type #46

Model	Site	Longueur	Largeur	Hauteur Maximum	Hauteur Minimum
MT400		≥1760mm	600mm	≤680mm	≥240mm

Paramètres **MT400** Table hydraulique gynécologie obstétricale

Movements		Model:MT400
Position Trendelenb	Position Haut	≥ 15°
	Position Bas	≥ 24°