



Système respiratoire durable

Circuit respiratoire métallique, conception à soufflet ascendant ou descendant.

Facile à démonter pour une stérilisation efficace.

By-pass Tech pour bidon sodocalcique.

Détection de position de l'installation du système respiratoire.

Soutenir la demande d'autoclavage à 134°

Excellent absorbeur de CO2.

La cartouche de chaux sodée peut être facilement manipulée

d'une seule main et changement de la chaux sodée

pendant l'opération.

Détection de position de l'installation du bidon.

PPSU peut supporter la demande d'autoclavage à 134°



Ventilateur supérieur

Plage de volume de 10 ~ 1500ml tidal, convient aux nouveau-nés, pédiatrie et les adultes.

Gaz frais, compensation de conformité et de fuite.

VCV, PCV, PSV, SIMV, ACGO, modes de ventilation manuelle.

Alarmes d'installation incorrecte du système respiratoire et de la soude bidon de chaux.

Fonctionnalités:

Écran tactile TFT de 15,6 pouces, conception intégrée du moniteur patient.

Interface de conception conviviale, facile à utiliser.

Conception technique humaine, bras de support rotatif et angle réglable.

Contrôle entièrement électronique et débitmètre électronique, contrôle précis et surveillance précise des données.

Tous les modes de ventilation pour satisfaire les patients nouveau-nés, enfants et adultes.

Circuit respiratoire intégré avec chauffage intégré.

Grand établi

Peut être facilement démonté pour nettoyer et stérilisation.

Matériau en acier inoxydable peut supporter tout agent de stérilisation chimique.

Lumières LED équipées pour fournir un éclairage pour l'établi.



Morfeus

Configurations

- Hauteur: 149 cm, Largeur: 90 cm, Profondeur: 65.5 cm
- Ecran : 15.6 pouces TFT LCD Résolution 1366x768 pixels
- Alimentation en gaz: O2, N2O, AIR
- ACGO : Standard
- Débitmètre mécanique : Débitmètre électronique, O2, Air et N2O
- Logiciel de ventilation : V-CMV, P-CMV, Veille, Manuel / Spont,
- Boucle de spirométrie : P-V, P-F, F-V
- Batterie li-ion : 4800mAh
- Formes d'onde : Jusqu'à 4 formes d'onde, configurables par l'utilisateur
- Prises de courant auxiliaires : 3
- Roues : 4 roues (125mm) avec 2 freins séparés
- Tiroirs : 3

Northern Meditec Limited
ADD: Room 420, Fourth Floor, Block B-1, Famous Industrial Products Exhibition
& Purchasing Center, No.168 Baoyuan Road, Xixiang, Bao'an District,
Shenzhen 518102, P.R.China
TEL: +86 755 23090266 FAX: +86 755 23010273
EMAIL: info@northernmeditec.com WEBSITE: www.northernmeditec.com



Morfeus
Appareil d'anesthésie



Committed to Excellence



Northern Meditec Limited

Morfeus
Appareil d'anesthésie



Technologie et design avancés



ACGO



AGSS d'urgence
Gaz frais



Attachement
Support



Prise auxiliaire



AGSS