

## Performance Specifications PC 100

Ecran	3.5 TFT couleur	Résolution	320 x 480
Dimension	19 x 14 x 10 cm	Configurations	NIBP, SpO2

### ✓ PC 100

■ Configurations : NIBP, SpO2; Batterie Li-ion

- Écran tactile LCD 3.5 couleur "
- Résolution 320 \* 480
- Dimension de l'appareil 19 x 14 x 10 cm
- Alimentation par batterie Li-ion
- Mesure précise dans un indice de faible perfusion de 0,005%.
- Indique le paramètre de PI (indice de perfusion 0,005% -20%)
- Les PNI adoptent l'algorithme SAWAA (algorithme auto-adaptatif, ajustement de l'amplitude) et SAFD (algorithme Self\_Adaptive-Fast-Deflation).
- Enregistre en continu 48 heures de données de mesure

### ✓ Accessoire

- Cable NIBP,
- Capteur SPO2,
- Cable USB,
- Chargeur batterie,
- Brassard standard;
- Manuel d'utilisation



### Northern Meditec Limited

ADD: 4th Floor, Building C, Jin Wei Yuan Industrial Park, Julongshan Area, Kengzi St, Pingshan District, Shenzhen, P.R.China

TEL: +86 755 23090266

FAX: +86 755 23010273

EMAIL: info@northernmeditec.com

WEBSITE: www.northernmeditec.com