

PENTALED 12

Le PENTALED 12 est un Scialytique mobile utilisé dans les blocs opératoires offrant une lumière intense pour des opérations chirurgicales de précision. Equipé d'un système de suspension à bras d'équilibrage flexible et stable permettant de satisfaire les différents besoins en hauteur et en angle.



Caracteristique :

- Éclairage (lux) : 100 000
- Température de couleur (k) : 4500
- Indice de réduction de couleur (Ra) : 96
- Profondeur d'éclairage (mm) : 150
- Taille du champ lumineux (mm) : 120-240
- Duré de vie des LED (H) : 60.000
- Nombre de LED (pcs) : 12

