

Bras plafonnier double sur rail 2axe SK-P001

Le SK-P001 est un bras plafonnier double fixé sur rail à 2 axes utilisé en réanimation et soin intensif. L'unité suspendue au plafond est conçue pour répondre aux besoins chirurgicaux, elle est équipée d'un panier d'instruments, de sorties de gaz et d'un rail pour les accessoires.

Configuration :

- 3 prise gaz médicaux : O₂ / Vide / Air médical
- 2 Lampes d'éclairage
- 1 Lampe à bras articulé
- 6 Prises électriques
- 2 prises de terre
- 1 Connexion RJ45
- 3 Plateaux
- 1 Tiroir
- 1 Support de pompe à seringue
- 1 Panier de rangement



Paramètres :

- Longueur du bras : 2500-3200 (mm)
- Distance de déplacement gauche et droite : 300-600 (mm)
- Angle de rotation horizontale : 340 °
- Capacité de chargement : (150 kg)