

Bras plafonnier double sur rail 1 axe SK-P003

Le SK-P003 est un bras plafonnier double fixé sur rail utilisé en réanimation et soin intensif. L'unité suspendue au plafond est conçue pour répondre aux besoins chirurgicaux, elle est équipée d'un panier d'instruments, de sorties de gaz et d'un rail pour les accessoires.

Configuration :

- 3 prise gaz médicaux : O2 / Vide / Air médical
- 2 Lampes d'éclairage
- 1 Lampe à bras articulé
- 6 Prises électriques
- 2 prises de terre
- 1 Connexion RJ45
- 3 Plateaux
- 1 Tiroir
- 1 Support de pompe à seringue
- 1 Panier de rangement



Paramètres :

- Longueur du bras : 2500-3200 (mm)
- Distance de déplacement gauche et droite : 300-600 (mm)
- Angle de rotation horizontale : 340 °
- Capacité de chargement : (150 kg)