

Colonne SK-P010

La SK-P010 est une colonne de chirurgie utilisée dans les blocs opératoires. L'unité suspendue au plafond est conçue pour répondre aux besoins chirurgicaux avec hauteur ajustable.

Configuration :

- 6 prises gaz médicaux : O₂ / Vide / Air
- 12 Prises électriques
- 2 prises de terre
- 1 Connexion RJ45
- 3 plateaux à instrument
- 1 Support de pompe à seringue
- 1 Tiroir

Paramètres :

- Angle de rotation horizontale : 340 °
- Capacité : 200 Kg

