

Bras plafonnier simple 2 axes SK-P0014

Le SK-P014 est un bras plafonnier 2 axes utilisé dans les blocs opératoires. L'unité suspendue au plafond est conçue pour répondre aux besoins chirurgicaux avec hauteur ajustable.

Configuration :

- 4 prises gaz médicaux : 2 O₂ / 2 Vides
- 8 Prises électriques
- 2 prises de terre
- 1 Connexion RJ45
- 1 Bras ajustable
- 1 Tiroir
- 1 plateau à instrument
- 1 Support de pompe à seringue



Paramètres :

- Ajustement de levage : 600 (mm)
- Angle de rotation horizontale : 340 °
- Bras horizontal : 1000 (mm)