

## Bras plafonnier simple 3axe SK-P016

Le SK-P016 est un bras plafonnier 3 axes utilisé dans les blocs opératoires. L'unité suspendue au plafond est conçue pour répondre aux besoins chirurgicaux avec hauteur ajustable.

### Configuration :

- 4 prises gaz médicaux : 2 O<sub>2</sub> / 2 Vides
- Avec suspension pour appareil d'anesthésie
- 8 Prises électriques
- 2 prises de terre
- 1 Connexion RJ45
- 2 plateaux à instrument
- 1 Support de pompe à seringue

### Paramètres :

- Angle de rotation horizontale : 340 °
- Hauteur ajustable
- Levage vertical : 600 mm
- Vitesse de levage : 22 mm/seconde

