

## Bras plafonnier simple 2axe SK-P0019

Le SK-P019 est un bras plafonnier 2 axes utilisé dans les blocs opératoires. L'unité suspendue au plafond est conçue pour répondre aux besoins chirurgicaux.

### Configuration :

- 4 prises gaz médicaux : 2 O<sub>2</sub> / 2 Vides
- 8 Prises électriques
- 2 prises de terre
- 1 Connexion RJ45
- 1 Tiroir
- 2 plateaux à instrument
- 1 Support de pompe à seringue

### Paramètres :

- Ajustement de levage : 600 (mm)
- Angle de rotation horizontale : 340 °
- Bras horizontal : 1000 (mm)

