

Bras plafonnier simple 2axe SK-P0023

Le SK-P023 est un bras plafonnier 2 axes Pour anesthésie.

L'unité suspendue au plafond est conçue pour répondre aux besoins chirurgicaux avec hauteur ajustable.

Configuration :

- 4 prises gaz médicaux : 2 O₂ / 2 Vides
- Avec suspension pour appareil d'anesthésie
- 8 Prises électriques
- 2 prises de terre
- 1 Connexion RJ45
- 2 plateaux à instrument
- 1 Support de pompe à seringue

Paramètres :

- Angle de rotation horizontale : 340 °
- Hauteur ajustable
- Levage vertical : 600 mm
- Vitesse de levage : 22 mm/seconde

