

Colonne SK-P024

La SK-P024 est une colonne d'endoscopie utilisée dans les blocs opératoires. L'unité suspendue au plafond est conçue pour répondre aux besoins chirurgicaux avec hauteur réglable électrique.

Configuration :

- 4 prises gaz médicaux : 2 O₂ / 2 Vides
- 8 Prises électriques
- 2 prises de terre
- 1 Connexion RJ45
- 3 plateaux à instrument
- 1 Support de pompe à seringue
- 1 Tiroir

Paramètres :

- Angle de rotation horizontale : 340 °
- Hauteur réglable électrique.
- Capacité : 200 Kg

