


Amoul®



Réspirateur de transport AMOUL AII6000B/AII6000B Plus

AII6000B/AII6000B Plus



- Volume courant 50 ml ~ 2500 ml;
- Configuration à une clé en situation d'urgence;
- Guide vocal intelligent et système d'alarme;
- Écran TFT antireflet de 5,7", mode nuit disponible;
- 5 modes de ventilation: IPPV, A/C (+ SIGH), SIMV, Spont-CPAR Manual;
- Fio2 réglable en permanence de 45% à 100%;
- Batterie rechargeable avec 8 heures de travail;
- Module sans fil en option pour la télécommande;
- Module EtCo2 en option.
- Certifié EN 1789;



Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co., Ltd.   

Add: 3th Floor, Block C, Building #5, Skyworth Innovation Industry Park, Tang Tou 1st Road, Shiyan Town, Baoan District, Shenzhen 518108, P.R.China
Tel: +86-755 26073861 Fax: +86-755 23016012
Web site: www.ambulgroup.com E-mail: info@ambu-lanc.com