


SKB041-1 CHARIOT DE SECOURS

Chariot médical de secours de transport patient d'hôpital



Caractéristiques

- * Cadre de chariot fabriqué à partir d'un cadre en acier traité par pulvérisation électrostatique
- * Deux longs garde-corps en ABS
- * Roulette contrôlée centrale de 6 pouces
- * 5ème roue pour contrôler la direction du déplacement
- * Réglage de la hauteur effectué manuellement par un mécanisme de démarrage
- * Poignées pour une manœuvre facile
- * Certificat CE

Spécifications

Article	Paramètres
Sur la longueur	1930mm
Sur la largeur	640mm
Réglage en hauteur	550-850mm
Dos reste à la hausse	0-75°
Capacité de poids	220kg
Diamètre de la roulette	150mm